



## СИТОВОЙ АНАЛИЗАТОР OSTAGON 200

**Ситовой анализатор Octagon 200 подходит для всех задач отсева и обеспечивает быстрые и воспроизводимые результаты.** Он прочный, компактный и достаточно легкий, чтобы его можно было переносить. Электромагнитный привод в сочетании с трехмерным просеивающим движением обеспечивает отличную эффективность разделения за короткое время. Цифровой дисплей, а также быстросъемная зажимная система делают задачу отсева легкой и простой.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

- | Простая в использовании система зажима сит
- | Вмещает до 8 сит полной высоты диаметром 200 мм (8 дюймов)
- | Подходит для сухого и мокрого отсева
- | 10 настроек амплитуды и цифровой таймер
- | Трехмерное просеивающее движение обеспечивает высокую эффективность разделения материала и обеспечивает просеивание без блокировки ячеек сита
- | Доступны версии для разных сетей электропитания
- | Нет механических движущихся частей
- | Компактный и портативный
- | Легко настраивается на максимальную эффективность
- | Соответствует требованиям AASHTO T 27

### СИТОВОЙ АНАЛИЗАТОР OCTAGON 200

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

**Диапазон**

20 мкм - 125 мм

---

<b>Привод / просеивающее движение</b>	электромагнитный, трёхмерное
<b>Максимальное количество материала</b>	3 кг
<b>Максимальное количество сит</b>	8 полной высоты / 16 половинной высоты (200 мм / 8" сита)
<b>Задание амплитуды</b>	0 - 3 мм* 10-шаговая, цифровая
<b>Задание скорости</b>	3,000 об/мин при 50 Гц
<b>Дисплей времени</b>	цифровая, 00:10-99:50 мин
<b>Работа с интервалами</b>	да (1 режим)
<b>Возможность сухого отсева</b>	да
<b>Возможность мокрого отсева</b>	да
<b>Серийный интерфейс</b>	нет
<b>Диаметр сит</b>	100/200 мм 8"
<b>Макс. высота колонны сит</b>	до 450 мм
<b>Зажимное устройство</b>	быстросъемное зажимное устройство (в комплекте)
<b>Модель</b>	настольная модель
<b>Степень защиты</b>	IP 21
<b>Электропитание</b>	доступны версии для различных сетей электропитания
<b>Тип электросети</b>	1 - фазное
<b>Ш x В x Д</b>	418 x 232 x 435 мм
<b>Вес нетто</b>	~35 кг
<b>Стандарты</b>	CE
<b>Заметки</b>	*макс. амплитуда в зависимости от нагрузки

[www.endecotts.ru/octagon200](http://www.endecotts.ru/octagon200)

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

### ПРОСЕИВАЮЩАЯ МАШИНА OCTAGON 200

**для 8 сит полной высоты диаметром 200 мм (8") (заказываются отдельно), - SR-включая быстросъемную зажимную систему**

OCT200/23050 Octagon 200, 230 В, 50 Гц

OCT200/23060 Octagon 200, 230 В, 60 Гц

OCT200/10050 Octagon 200, 100 В, 50 Гц

OCT200/10060 Octagon 200, 100 В, 60 Гц

OCT200/11050 Octagon 200, 110 В, 50 Гц

OCT200/11060 Octagon 200, 110 В, 60 Гц

### НАБОР ДЛЯ МОКРОГО РАССЕВА

ZMWSK-OCT200 ø 200 мм for Octagon 200 and Octagon 200 CL

ZMWSK-OCT200/8 ø 8" for Octagon 200 and Octagon 200 CL