



СИТА ИЗ ТКАНОЙ ПРОВОЛОКИ

Сита с тканой проволочной сетки Endecotts являются наиболее широко используемыми контрольными ситами для всех типов лабораторного пробоотбора и анализа размера частиц.

Сита изготавливаются из высококачественных материалов (латунь и нержавеющая сталь) и доступны в диаметрах 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 или 450 мм, а также 8 или 12 дюймов. Сита с проволочной сеткой могут поставляться с размером отверстий от 125 мм до 20 микрон в вариантах полной и половинной высоты.

International Test Sieve Series (ISO) American Standard Test Sieve Series (ASTM)



ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

- | Прецизионная обечайка (обеспечивает стабильную вложенность полотна сита)
- | Точная апертура (в соответствии с ISO 3310-1, ASTM E11 или другими спецификациями)
- | Гладкий откос у основания полотна (улучшает текучесть пробы)
- | Полностью герметичны (нет щелей для потери материала)
- | Равномерно натянутое полотно
- | Широкий край (позволяет удобно держать сито)
- | Серийный номер (обеспечивает полную отслеживаемость)

СИТА ИЗ ТКАНОЙ ПРОВОЛОКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип сетки	тканая проволока
Диаметр	100 / 200 / 300 / 400 / 450 mm 8 / 12 inches
Размеры ячеек	125 мм - 20 мкм
Материал обечайки	нержавеющая сталь
Материал сетки	нержавеющая сталь
Высота	полная и полувысота (200 / 300 мм 8 / 12 дюймов)



www.endecotts.ru/sieves

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ø 100 MM НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ FULL HEIGHT ISO 3310-1						
	# мм	обечайка	сетка	стандарт	высота	Ø
100SIW50.0	50.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW45.0	45.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW40.0	40.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW37.5	37.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW35.5	35.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW31.5	31.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW28.0	28.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW26.5	26.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW25.0	25.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW22.4	22.40 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW20.0	20.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW19.0	19.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW18.0	18.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW16.0	16.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW14.0	14.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm

		сталь	сталь			
100SIW13.2	13.20 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW12.5	12.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW11.2	11.20 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW10.0	10.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW9.50	9.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW9.00	9.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW8.00	8.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW7.10	7.10 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW6.70	6.70 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW6.30	6.30 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW5.60	5.60 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW5.00	5.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW4.75	4.75 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW4.50	4.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW4.00	4.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW3.55	3.55 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW3.35	3.35 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW3.15	3.15 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm

		сталь	сталь			
100SIW2.80	2.80 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW2.50	2.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW2.36	2.36 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW2.24	2.24 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW2.00	2.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW1.80	1.80 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW1.70	1.70 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW1.60	1.60 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW1.40	1.40 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW1.25	1.25 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW1.18	1.18 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW1.12	1.12 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW1.00	1.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.900	900 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.850	850 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.800	800 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.710	710 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.630	630 μm	нержавеющая	нержавеющая	ISO 3310-1	полная	100 mm

		сталь	сталь			
100SIW.600	600 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.560	560 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.500	500 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.450	450 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.425	425 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.400	400 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.355	355 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.315	315 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.300	300 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.280	280 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.250	250 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.224	224 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.212	212 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.200	200 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.180	180 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.160	160 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.150	150 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.140	140 мкм	нержавеющая	нержавеющая	ISO 3310-1	полная	100 mm

		сталь	сталь			
100SIW.125	125 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.112	112 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.106	106 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.100	100 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.090	90 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.080	80 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.075	75 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.071	71 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.063	63 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.056	56 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.053	53 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.050	50 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.045	45 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.040	40 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.038	38 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.036	36 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.032	32 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100SIW.025	25 μm	нержавеющая	нержавеющая	ISO 3310-1	полная	100 mm

		сталь	сталь			
100SIW.020	20 µm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	100 mm
100S_STLID	Крышка	нержавеющая сталь	100 mm			
100S_STREC	Поддон	нержавеющая сталь	полная	100 mm		
100S_STINT	Промежуточный поддон	нержавеющая сталь	полная	100 mm		

Ø 100 MM НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ FULL HEIGHT ASTM E11

	# мм	обечайка	сетка	стандарт	высота	Ø
100SAW50.0	50.00 мм	2	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная 100 mm
100SAW45.0	45.00 мм	1 ¾	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная 100 mm
100SAW37.5	37.50 мм	1 ½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная 100 mm
100SAW31.5	31.50 мм	1 ¼	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная 100 mm
100SAW26.5	26.50 мм	1.06	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная 100 mm
100SAW25.0	25.00 мм	1	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная 101 mm
100SAW22.4	22.40 мм	7/8	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная 100 mm
100SAW19.0	19.00 мм	¾	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная 100 mm
100SAW16.0	16.00 мм	5/8	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная 100 mm
100SAW13.2	13.20 мм	0.530	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная 100 mm
100SAW12.5	12.50 мм	½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная 100 mm

100SAW11.2	11.20 мм	7/16	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW9.50	9.50 мм	3/8	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW8.00	8.00 мм	5/16	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW6.70	6.70 мм	0.265	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW6.30	6.30 мм	¼	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW5.60	5.60 мм	No. 3 ½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW4.75	4.75 мм	No. 4	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW4.00	4.00 мм	No. 5	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW3.35	3.35 мм	No. 6	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW2.80	2.80 мм	No. 7	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW2.36	2.36 мм	No. 8	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW2.00	2.00 мм	No. 10	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW1.70	1.70 мм	No. 12	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW1.40	1.40 мм	No. 14	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW1.18	1.18 мм	No. 16	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW1.00	1.00 мм	No. 18	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW.850	850 мкм	No. 20	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW.710	710 мкм	No. 25	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm

100SAW.600	600 мкм	No. 30	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW.500	500 μm	No. 35	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW.425	425 мкм	No. 40	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW.355	355 мкм	No. 45	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW.300	300 мкм	No. 50	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW.250	250 μm	No. 60	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW.212	212 мкм	No. 70	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW.180	180 мкм	No. 80	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW.150	150 мкм	No. 100	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW.125	125 μm	No. 120	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW.106	106 мкм	No. 140	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW.090	90 мкм	No. 170	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW.075	75 мкм	No. 200	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW.063	63 μm	No. 230	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW.053	53 мкм	No. 270	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW.045	45 мкм	No. 325	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW.038	38 мкм	No. 400	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW.032	32 μm	No. 450	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm

100SAW.025	25 µm	No. 500	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100SAW.020	20 µm	No. 635	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	100 mm
100S_STLID	Крышка	нержавеющая 100 mm сталь					
100S_STREC	Поддон	нержавеющая сталь		полная	100 mm		
100S_STINT	Промежуточный поддон	нержавеющая сталь		полная	100 mm		

Ø 200 MM НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ FULL HEIGHT ISO 3310-1

	# мм	обечайка	сетка	стандарт	высота	Ø
200SIW125.	125.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW112.	112.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW106.	106.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW100.	100.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW90.0	90.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW80.0	80.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW75.0	75.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW71.0	71.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW63.0	63.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW56.0	56.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW53.0	53.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm

		сталь	сталь			
200SIW50.0	50.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW45.0	45.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW40.0	40.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW37.5	37.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW35.5	35.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW31.5	31.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW28.0	28.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW26.5	26.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW25.0	25.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW22.4	22.40 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW20.0	20.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW19.0	19.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW18.0	18.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW16.0	16.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW14.0	14.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW13.2	13.20 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW12.5	12.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW11.2	11.20 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm

		сталь	сталь			
200SIW10.0	10.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW9.50	9.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW9.00	9.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW8.00	8.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW7.10	7.10 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW6.70	6.70 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW6.30	6.30 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW5.60	5.60 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW5.00	5.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW4.75	4.75 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW4.50	4.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW4.00	4.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW3.55	3.55 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW3.35	3.35 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW3.15	3.15 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW2.80	2.80 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW2.50	2.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW2.36	2.36 мм	нержавеющая	нержавеющая	ISO 3310-1	полная	200 mm

		сталь	сталь			
200SIW2.24	2.24 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW2.00	2.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW1.80	1.80 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW1.70	1.70 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW1.60	1.60 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW1.40	1.40 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW1.25	1.25 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW1.18	1.18 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW1.12	1.12 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW1.00	1.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.900	900 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.850	850 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.800	800 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.710	710 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.630	630 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.600	600 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.560	560 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.500	500 μm	нержавеющая	нержавеющая	ISO 3310-1	полная	200 mm

		сталь	сталь			
200SIW.450	450 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.425	425 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.400	400 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.355	355 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.315	315 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.300	300 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.280	280 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.250	250 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.224	224 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.212	212 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.200	200 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.180	180 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.160	160 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.150	150 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.140	140 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.125	125 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.112	112 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.106	106 мкм	нержавеющая	нержавеющая	ISO 3310-1	полная	200 mm

		сталь	сталь			
200SIW.100	100 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.090	90 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.080	80 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.075	75 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.071	71 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.063	63 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.056	56 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.053	53 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.050	50 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.045	45 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.040	40 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.038	38 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.036	36 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.032	32 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.025	25 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200SIW.020	20 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	200 mm
200S_STLID	Крышка	нержавеющая сталь	200 mm			
200S_STREC	Поддон	нержавеющая	полная	200 mm		

сталь

200S_STINT Промежуточный нержавеющая полная 200 mm
поддон сталь

**Ø 200
MM** **НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ** **FULL
HEIGHT** **ASTM E11**

	# мм	обечайка	сетка	стандарт	высота	Ø	
200SAW125.	125.00 мм	5.00	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW106.	106.00 мм	4.24	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW100.	100.00 мм	4	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW90.0	90.00 мм	3 ½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW75.0	75.00 мм	3	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW63.0	63.00 мм	2 ½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW53.0	53.00 мм	2.12	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW50.0	50.00 мм	2	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW45.0	45.00 мм	1 ¾	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW37.5	37.50 мм	1 ½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW31.5	31.50 мм	1 ¼	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW26.5	26.50 мм	1.06	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW25.0	25.00 мм	1	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW22.4	22.40 мм	7/8	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm

200SAW19.0	19.00 мм	¾	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW16.0	16.00 мм	5/8	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW13.2	13.20 мм	0.530	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW12.5	12.50 мм	½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW11.2	11.20 мм	7/16	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW9.50	9.50 мм	3/8	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW8.00	8.00 мм	5/16	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW6.70	6.70 мм	0.265	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW6.30	6.30 мм	¼	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW5.60	5.60 мм	No. 3 ½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW4.75	4.75 мм	No. 4	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW4.00	4.00 мм	No. 5	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW3.35	3.35 мм	No. 6	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW2.80	2.80 мм	No. 7	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW2.36	2.36 мм	No. 8	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW2.00	2.00 мм	No. 10	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW1.70	1.70 мм	No. 12	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW1.40	1.40 мм	No. 14	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm

200SAW.1.18	1.18 мм	No. 16	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW.1.00	1.00 мм	No. 18	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW.850	850 мкм	No. 20	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW.710	710 мкм	No. 25	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW.600	600 мкм	No. 30	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW.500	500 μm	No. 35	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW.425	425 мкм	No. 40	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW.355	355 мкм	No. 45	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW.300	300 мкм	No. 50	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW.250	250 μm	No. 60	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW.212	212 мкм	No. 70	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW.180	180 мкм	No. 80	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW.150	150 мкм	No. 100	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW.125	125 μm	No. 120	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW.106	106 мкм	No. 140	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW.090	90 мкм	No. 170	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW.075	75 мкм	No. 200	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW.063	63 μm	No. 230	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm

200SAW.053	53 мкм	No. 270	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW.045	45 мкм	No. 325	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW.038	38 мкм	No. 400	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW.032	32 μm	No. 450	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW.025	25 μm	No. 500	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200SAW.020	20 μm	No. 635	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	200 mm
200S_STLID	Крышка	нержавеющая сталь	200 mm				
200S_STREC	Поддон	нержавеющая сталь	полная	200 mm			
200S_STINT	Промежуточный поддон	нержавеющая сталь	полная	200 mm			

Ø 300 ММ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ FULL HEIGHT ISO 3310-1						
	# ММ	обечайка	сетка	стандарт	высота	Ø
300SIW125.	125.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW112.	112.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW106.	106.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW100.	100.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW90.0	90.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW80.0	80.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW75.0	75.00 мм	нержавеющая	нержавеющая	ISO 3310-1	полная	300 mm

		сталь	сталь			
300SIW71.0	71.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW63.0	63.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW56.0	56.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW53.0	53.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW50.0	50.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW45.0	45.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW40.0	40.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW37.5	37.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW35.5	35.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW31.5	31.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW28.0	28.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW26.5	26.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW25.0	25.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW22.4	22.40 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW20.0	20.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW19.0	19.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW18.0	18.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW16.0	16.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm

		сталь	сталь			
300SIW14.0	14.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW13.2	13.20 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW12.5	12.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW11.2	11.20 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW10.0	10.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW9.50	9.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW9.00	9.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW8.00	8.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW7.10	7.10 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW6.70	6.70 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW6.30	6.30 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW5.60	5.60 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW5.00	5.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW4.75	4.75 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW4.50	4.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW4.00	4.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW3.55	3.55 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW3.35	3.35 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm

		сталь	сталь			
300SIW3.15	3.15 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW2.80	2.80 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW2.50	2.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW2.36	2.36 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW2.24	2.24 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW2.00	2.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW1.80	1.80 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW1.70	1.70 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW1.60	1.60 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW1.40	1.40 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW1.25	1.25 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW1.18	1.18 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW1.12	1.12 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW1.00	1.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.900	900 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.850	850 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.800	800 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.710	710 мкм	нержавеющая	нержавеющая	ISO 3310-1	полная	300 mm

		сталь	сталь			
300SIW.630	630 µm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.600	600 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.560	560 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.500	500 µm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.450	450 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.425	425 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.400	400 µm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.355	355 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.315	315 µm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.300	300 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.280	280 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.250	250 µm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.224	224 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.212	212 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.200	200 µm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.180	180 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.160	160 µm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.150	150 мкм	нержавеющая	нержавеющая	ISO 3310-1	полная	300 mm

		сталь	сталь			
300SIW.140	140 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.125	125 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.112	112 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.106	106 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.100	100 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.090	90 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.080	80 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.075	75 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.071	71 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.063	63 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.056	56 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.053	53 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.050	50 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.045	45 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.040	40 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.038	38 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.036	36 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.032	32 μm	нержавеющая	нержавеющая	ISO 3310-1	полная	300 mm

		сталь	сталь			
300SIW.025	25 µm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300SIW.020	20 µm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	300 mm
300S_STLID	Крышка	нержавеющая сталь	300 mm			
300S_STREC	Поддон	нержавеющая сталь	полная	300 mm		
300S_STINT	Промежуточный поддон	нержавеющая сталь	полная	300 mm		
300S_STRECH	Поддон	нержавеющая сталь	1/2 высоты	300 mm		
300S_STINTH	Промежуточный поддон	нержавеющая сталь	1/2 высоты	300 mm		

Ø 300 MM							
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ			FULL HEIGHT		ASTM E11		
	# мм	обечайка	сетка	стандарт	высота	Ø	
300SAW125.	125.00 мм	5.00	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW106.	106.00 мм	4.24	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW100.	100.00 мм	4	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW90.0	90.00 мм	3 ½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW75.0	75.00 мм	3	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW63.0	63.00 мм	2 ½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW53.0	53.00 мм	2.12	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW50.0	50.00 мм	2	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm

300SAW45.0	45.00 мм	1 ¾	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW37.5	37.50 мм	1 ½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW31.5	31.50 мм	1 ¼	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW26.5	26.50 мм	1.06	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW25.0	25.00 мм	1	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW22.4	22.40 мм	7/8	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW19.0	19.00 мм	¾	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW16.0	16.00 мм	5/8	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW13.2	13.20 мм	0.530	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW12.5	12.50 мм	½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW11.2	11.20 мм	7/16	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW9.50	9.50 мм	3/8	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW8.00	8.00 мм	5/16	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW6.70	6.70 мм	0.265	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW6.30	6.30 мм	¼	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW5.60	5.60 мм	No. 3 ½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW4.75	4.75 мм	No. 4	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW4.00	4.00 мм	No. 5	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm

300SAW3.35	3.35 мм	No. 6	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW2.80	2.80 мм	No. 7	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW2.36	2.36 мм	No. 8	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW2.00	2.00 мм	No. 10	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW1.70	1.70 мм	No. 12	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW1.40	1.40 мм	No. 14	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW1.18	1.18 мм	No. 16	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW1.00	1.00 мм	No. 18	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW.850	850 мкм	No. 20	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW.710	710 мкм	No. 25	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW.600	600 мкм	No. 30	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW.500	500 μm	No. 35	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW.425	425 мкм	No. 40	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW.355	355 мкм	No. 45	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW.300	300 мкм	No. 50	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW.250	250 μm	No. 60	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW.212	212 мкм	No. 70	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW.180	180 мкм	No. 80	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm

300SAW.150	150 мкм	No. 100	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW.125	125 μm	No. 120	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW.106	106 мкм	No. 140	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW.090	90 мкм	No. 170	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW.075	75 мкм	No. 200	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW.063	63 μm	No. 230	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW.053	53 мкм	No. 270	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW.045	45 мкм	No. 325	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW.038	38 мкм	No. 400	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW.032	32 μm	No. 450	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW.025	25 μm	No. 500	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300SAW.020	20 μm	No. 635	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	300 mm
300S_STLID	Крышка	нержавеющая сталь	300 mm				
300S_STREC	Поддон	нержавеющая сталь	полная	300 mm			
300S_STINT	Промежуточный поддон	нержавеющая сталь	полная	300 mm			

Ø 400
MM

НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ

FULL
HEIGHT

ISO 3310-1

мм обечайка сетка стандарт высота ø

400SIW125. 125.00 мм нержавеющая нержавеющая ISO 3310-1 полная 400 мм

		сталь	сталь			
400SIW112.	112.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW106.	106.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW100.	100.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW90.0	90.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW80.0	80.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW75.0	75.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW71.0	71.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW63.0	63.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW56.0	56.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW53.0	53.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW50.0	50.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW45.0	45.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW40.0	40.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW37.5	37.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW35.5	35.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW31.5	31.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW28.0	28.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW26.5	26.50 мм	нержавеющая	нержавеющая	ISO 3310-1	полная	400 мм

		сталь	сталь			
400SIW25.0	25.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW22.4	22.40 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW20.0	20.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW19.0	19.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW18.0	18.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW16.0	16.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW14.0	14.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW13.2	13.20 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW12.5	12.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW11.2	11.20 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW10.0	10.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW9.50	9.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW9.00	9.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW8.00	8.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW7.10	7.10 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW6.70	6.70 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW6.30	6.30 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW5.60	5.60 мм	нержавеющая	нержавеющая	ISO 3310-1	полная	400 мм

		сталь	сталь			
400SIW5.00	5.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW4.75	4.75 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW4.50	4.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW4.00	4.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW3.55	3.55 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW3.35	3.35 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW3.15	3.15 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW2.80	2.80 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW2.50	2.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW2.36	2.36 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW2.24	2.24 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW2.00	2.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW1.80	1.80 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW1.70	1.70 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW1.60	1.60 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW1.40	1.40 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW1.25	1.25 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW1.18	1.18 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм

		сталь	сталь			
400SIW1.12	1.12 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW1.00	1.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.900	900 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.850	850 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.800	800 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.710	710 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.630	630 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.600	600 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.560	560 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.500	500 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.450	450 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.425	425 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.400	400 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.355	355 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.315	315 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.300	300 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.280	280 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.250	250 μm	нержавеющая	нержавеющая	ISO 3310-1	полная	400 мм

		сталь	сталь			
400SIW.224	224 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.212	212 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.200	200 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.180	180 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.160	160 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.150	150 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.140	140 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.125	125 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.112	112 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.106	106 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.100	100 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.090	90 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.080	80 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.075	75 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.071	71 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.063	63 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.056	56 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.053	53 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм

		сталь	сталь			
400SIW.050	50 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.045	45 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.040	40 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.038	38 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.036	36 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.032	32 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.025	25 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400SIW.020	20 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	400 мм
400S_STLID	Крышка	нержавеющая сталь	400 мм			
400S_STREC	Поддон	нержавеющая сталь	полная	400 мм		
400S_STINT	Промежуточный поддон	нержавеющая сталь	полная	400 мм		

Ø 400 MM	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ		FULL HEIGHT		ASTM E11		
	# MM	обечайка	сетка	стандарт	высота	Ø	
400SAW125.	125.00 мм	5.00	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 MM
400SAW106.	106.00 мм	4.24	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 MM
400SAW100.	100.00 мм	4	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 MM
400SAW90.0	90.00 мм	3 ½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 MM

400SAW75.0	75.00 мм	3	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW63.0	63.00 мм	2 ½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW53.0	53.00 мм	2.12	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW50.0	50.00 мм	2	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW45.0	45.00 мм	1 ¾	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW37.5	37.50 мм	1 ½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW31.5	31.50 мм	1 ¼	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW26.5	26.50 мм	1.06	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW25.0	25.00 мм	1	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW22.4	22.40 мм	7/8	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW19.0	19.00 мм	¾	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW16.0	16.00 мм	5/8	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW13.2	13.20 мм	0.530	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW12.5	12.50 мм	½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW11.2	11.20 мм	7/16	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW9.50	9.50 мм	3/8	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW8.00	8.00 мм	5/16	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW6.70	6.70 мм	0.265	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм

400SAW6.30	6.30 мм	¼	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW5.60	5.60 мм	No. 3 ½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW4.75	4.75 мм	No. 4	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW4.00	4.00 мм	No. 5	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW3.35	3.35 мм	No. 6	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW2.80	2.80 мм	No. 7	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW2.36	2.36 мм	No. 8	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW2.00	2.00 мм	No. 10	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW1.70	1.70 мм	No. 12	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW1.40	1.40 мм	No. 14	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW1.18	1.18 мм	No. 16	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW1.00	1.00 мм	No. 18	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW.850	850 мкм	No. 20	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW.710	710 мкм	No. 25	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW.600	600 мкм	No. 30	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW.500	500 μm	No. 35	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW.425	425 мкм	No. 40	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW.355	355 мкм	No. 45	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм

400SAW.300	300 мкм	No. 50	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW.250	250 μm	No. 60	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW.212	212 мкм	No. 70	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW.180	180 мкм	No. 80	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW.150	150 мкм	No. 100	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW.125	125 μm	No. 120	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW.106	106 мкм	No. 140	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW.090	90 мкм	No. 170	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW.075	75 мкм	No. 200	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW.063	63 μm	No. 230	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW.053	53 мкм	No. 270	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW.045	45 мкм	No. 325	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW.038	38 мкм	No. 400	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW.032	32 μm	No. 450	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW.025	25 μm	No. 500	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400SAW.020	20 μm	No. 635	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	400 мм
400S_STLID	Крышка	нержавеющая сталь	400 мм				
400S_STREC	Поддон	нержавеющая сталь	полная	400 мм			

400S_STINT Промежуточный нержавеющая полная 400 мм
поддон сталь

Ø 450 ММ НЕРЖАВЕЮЩАЯ FULL ISO 3310-1 СТАЛЬ HEIGHT						
	# мм	обечайка	сетка	стандарт	высота	Ø
450SIW125.	125.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW112.	112.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW106.	106.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW100.	100.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW90.0	90.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW80.0	80.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW75.0	75.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW71.0	71.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW63.0	63.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW56.0	56.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW53.0	53.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW50.0	50.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW45.0	45.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW40.0	40.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW37.5	37.50 мм	нержавеющая	нержавеющая	ISO 3310-1	полная	450 мм

		сталь	сталь			
450SIW35.5	35.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW31.5	31.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW28.0	28.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW26.5	26.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW25.0	25.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW22.4	22.40 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW20.0	20.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW19.0	19.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW18.0	18.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW16.0	16.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW14.0	14.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW13.2	13.20 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW12.5	12.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW11.2	11.20 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW10.0	10.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW9.50	9.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW9.00	9.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW8.00	8.00 мм	нержавеющая	нержавеющая	ISO 3310-1	полная	450 мм

		сталь	сталь			
450SIW7.10	7.10 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW6.70	6.70 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW6.30	6.30 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW5.60	5.60 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW5.00	5.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW4.75	4.75 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW4.50	4.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW4.00	4.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW3.55	3.55 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW3.35	3.35 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW3.15	3.15 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW2.80	2.80 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW2.50	2.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW2.36	2.36 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW2.24	2.24 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW2.00	2.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW1.80	1.80 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW1.70	1.70 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм

		сталь	сталь			
450SIW1.60	1.60 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW1.40	1.40 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW1.25	1.25 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW1.18	1.18 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW1.12	1.12 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW1.00	1.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.900	900 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.850	850 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.800	800 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.710	710 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.630	630 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.600	600 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.560	560 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.500	500 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.450	450 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.425	425 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.400	400 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.355	355 мкм	нержавеющая	нержавеющая	ISO 3310-1	полная	450 мм

		сталь	сталь			
450SIW.315	315 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.300	300 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.280	280 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.250	250 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.224	224 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.212	212 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.200	200 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.180	180 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.160	160 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.150	150 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.140	140 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.125	125 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.112	112 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.106	106 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.100	100 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.090	90 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.080	80 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.075	75 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм

		сталь	сталь			
450SIW.071	71 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.063	63 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.056	56 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.053	53 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.050	50 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.045	45 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.040	40 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.038	38 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.036	36 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.032	32 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.025	25 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450SIW.020	20 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	450 мм
450S_STLID	Крышка	нержавеющая сталь	450 мм			
450S_STREC	Поддон	нержавеющая сталь	полная	450 мм		
450S_STINT	Промежуточный поддон	нержавеющая сталь	полная	450 мм		

Ø 450
MM

НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ

FULL
HEIGHT

ASTM E11

MM

обечайка

сетка

стандарт

высота

Ø

450SAW125.	125.00 мм	5.00	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW106.	106.00 мм	4.24	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW100.	100.00 мм	4	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW90.0	90.00 мм	3 ½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW75.0	75.00 мм	3	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW63.0	63.00 мм	2 ½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW53.0	53.00 мм	2.12	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW50.0	50.00 мм	2	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW45.0	45.00 мм	1 ¾	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW37.5	37.50 мм	1 ½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW31.5	31.50 мм	1 ¼	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW26.5	26.50 мм	1.06	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW25.0	25.00 мм	1	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW22.4	22.40 мм	7/8	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW19.0	19.00 мм	¾	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW16.0	16.00 мм	5/8	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW13.2	13.20 мм	0.530	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW12.5	12.50 мм	½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм

450SAW11.2	11.20 мм	7/16	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW9.50	9.50 мм	3/8	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW8.00	8.00 мм	5/16	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW6.70	6.70 мм	0.265	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW6.30	6.30 мм	¼	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW5.60	5.60 мм	No. 3 ½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW4.75	4.75 мм	No. 4	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW4.00	4.00 мм	No. 5	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW3.35	3.35 мм	No. 6	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW2.80	2.80 мм	No. 7	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW2.36	2.36 мм	No. 8	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW2.00	2.00 мм	No. 10	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW1.70	1.70 мм	No. 12	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW1.40	1.40 мм	No. 14	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW1.18	1.18 мм	No. 16	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW1.00	1.00 мм	No. 18	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW.850	850 мкм	No. 20	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW.710	710 мкм	No. 25	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм

450SAW.600	600 мкм	No. 30	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW.500	500 μm	No. 35	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW.425	425 мкм	No. 40	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW.355	355 мкм	No. 45	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW.300	300 мкм	No. 50	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW.250	250 μm	No. 60	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW.212	212 мкм	No. 70	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW.180	180 мкм	No. 80	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW.150	150 мкм	No. 100	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW.125	125 μm	No. 120	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW.106	106 мкм	No. 140	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW.090	90 мкм	No. 170	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW.075	75 мкм	No. 200	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW.063	63 μm	No. 230	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW.053	53 мкм	No. 270	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW.045	45 мкм	No. 325	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW.038	38 мкм	No. 400	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW.032	32 μm	No. 450	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм

450SAW.025	25 µm	No. 500	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450SAW.020	20 µm	No. 635	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	450 мм
450S_STLID	Крышка	нержавеющая 450 мм сталь					
450S_STREC	Поддон	нержавеющая полная сталь		450 мм			
450S_STINT	Промежуточный поддон	нержавеющая сталь		полная	450 мм		

Ø 8" НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ FULL HEIGHT ISO 3310-1

	# мм	обечайка	сетка	стандарт	высота	Ø
008SIW125.	125.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW112.	112.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW106.	106.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW100.	100.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW90.0	90.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW80.0	80.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW75.0	75.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW71.0	71.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW63.0	63.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW56.0	56.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW53.0	53.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"

		сталь	сталь			
008SIW50.0	50.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW45.0	45.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW40.0	40.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW37.5	37.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW35.5	35.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW31.5	31.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW28.0	28.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW26.5	26.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW25.0	25.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW22.4	22.40 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW20.0	20.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW19.0	19.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW18.0	18.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW16.0	16.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW14.0	14.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW13.2	13.20 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW12.5	12.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW11.2	11.20 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"

		сталь	сталь			
008SIW10.0	10.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW9.50	9.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW9.00	9.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW8.00	8.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW7.10	7.10 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW6.70	6.70 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW6.30	6.30 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW5.60	5.60 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW5.00	5.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW4.75	4.75 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW4.50	4.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW4.00	4.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW3.55	3.55 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW3.35	3.35 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW3.15	3.15 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW2.80	2.80 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW2.50	2.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW2.36	2.36 мм	нержавеющая	нержавеющая	ISO 3310-1	полная	8"

		сталь	сталь			
008SIW2.24	2.24 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW2.00	2.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW1.80	1.80 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW1.70	1.70 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW1.60	1.60 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW1.40	1.40 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW1.25	1.25 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW1.18	1.18 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW1.12	1.12 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW1.00	1.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.900	900 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.850	850 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.800	800 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.710	710 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.630	630 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.600	600 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.560	560 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.500	500 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"

		сталь	сталь			
008SIW.450	450 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.425	425 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.400	400 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.355	355 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.315	315 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.300	300 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.280	280 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.250	250 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.224	224 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.212	212 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.200	200 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.180	180 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.160	160 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.150	150 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.140	140 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.125	125 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.112	112 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.106	106 мкм	нержавеющая	нержавеющая	ISO 3310-1	полная	8"

		сталь	сталь			
008SIW.100	100 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.090	90 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.080	80 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.075	75 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.071	71 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.063	63 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.056	56 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.053	53 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.050	50 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.045	45 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.040	40 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.038	38 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.036	36 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.032	32 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.025	25 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008SIW.020	20 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	8"
008S_STLID	Крышка	нержавеющая сталь	8"			
008S_STREC	Поддон	нержавеющая	полная	8"		

сталь

008S_STINT	Промежуточный поддон	нержавеющая сталь	полная	8"
008S_STRECH	Поддон	нержавеющая сталь	1/2 высоты	8"
008S_STINTH	Промежуточный поддон	нержавеющая сталь	1/2 высоты	8"

Ø 8" НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ FULL HEIGHT ASTM E11

	# мм	# сетки меш	обечайка	сетка	стандарт	высота	Ø
008SAW125.	125.00 мм	5.00	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW106.	106.00 мм	4.24	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW100.	100.00 мм	4	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW90.0	90.00 мм	3 ½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW75.0	75.00 мм	3	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW63.0	63.00 мм	2 ½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW53.0	53.00 мм	2.12	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW50.0	50.00 мм	2	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW45.0	45.00 мм	1 ¾	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW37.5	37.50 мм	1 ½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW31.5	31.50 мм	1 ¼	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW26.5	26.50 мм	1.06	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"

			сталь	сталь				
008SAW25.0	25.00 мм	1	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"	
008SAW22.4	22.40 мм	7/8	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"	
008SAW19.0	19.00 мм	3/4	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"	
008SAW16.0	16.00 мм	5/8	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"	
008SAW13.2	13.20 мм	0.530	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"	
008SAW12.5	12.50 мм	1/2	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"	
008SAW11.2	11.20 мм	7/16	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"	
008SAW9.50	9.50 мм	3/8	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"	
008SAW8.00	8.00 мм	5/16	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"	
008SAW6.70	6.70 мм	0.265	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"	
008SAW6.30	6.30 мм	1/4	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"	
008SAW5.60	5.60 мм	No. 3 1/2	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"	
008SAW4.75	4.75 мм	No. 4	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"	
008SAW4.00	4.00 мм	No. 5	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"	
008SAW3.35	3.35 мм	No. 6	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"	
008SAW2.80	2.80 мм	No. 7	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"	
008SAW2.36	2.36 мм	No. 8	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"	
008SAW2.00	2.00 мм	No. 10	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"	

			сталь	сталь			
008SAW1.70	1.70 мм	No. 12	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW1.40	1.40 мм	No. 14	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW1.18	1.18 мм	No. 16	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW1.00	1.00 мм	No. 18	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW.850	850 мкм	No. 20	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW.710	710 мкм	No. 25	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW.600	600 мкм	No. 30	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW.500	500 μm	No. 35	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW.425	425 мкм	No. 40	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW.355	355 мкм	No. 45	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW.300	300 мкм	No. 50	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW.250	250 μm	No. 60	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW.212	212 мкм	No. 70	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW.180	180 мкм	No. 80	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW.150	150 мкм	No. 100	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW.125	125 μm	No. 120	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW.106	106 мкм	No. 140	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW.090	90 мкм	No. 170	нержавеющая	нержавеющая	ASTM E11	полная	8"

			сталь	сталь			
008SAW.075	75 мкм	No. 200	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW.063	63 μm	No. 230	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW.053	53 мкм	No. 270	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW.045	45 мкм	No. 325	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW.038	38 мкм	No. 400	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW.032	32 μm	No. 450	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW.025	25 μm	No. 500	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008SAW.020	20 μm	No. 635	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	8"
008S_STLID	Крышка	нержавеющая сталь	8"				
008S_STREC	Поддон	нержавеющая сталь	полная	8"			
008S_STINT	Промежуточный поддон	нержавеющая сталь	полная	8"			
008S_STRECH	Поддон	нержавеющая сталь	1/2 высоты	8"			
008S_STINTH	Промежуточный поддон	нержавеющая сталь	1/2 высоты	8"			

Ø 12"

НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ

FULL
HEIGHT

ISO 3310-1

	# мм	обечайка	сетка	стандарт	высота	Ø
012SIW125.	125.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW112.	112.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"

012SIW106.	106.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW100.	100.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW90.0	90.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW80.0	80.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW75.0	75.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW71.0	71.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW63.0	63.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW56.0	56.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW53.0	53.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW50.0	50.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW45.0	45.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW40.0	40.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW37.5	37.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW35.5	35.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW31.5	31.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW28.0	28.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW26.5	26.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW25.0	25.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"

012SIW22.4	22.40 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW20.0	20.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW19.0	19.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW18.0	18.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW16.0	16.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW14.0	14.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW13.2	13.20 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW12.5	12.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW11.2	11.20 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW10.0	10.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW9.50	9.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW9.00	9.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW8.00	8.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW7.10	7.10 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW6.70	6.70 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW6.30	6.30 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW5.60	5.60 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW5.00	5.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"

012SIW4.75	4.75 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW4.50	4.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW4.00	4.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW3.55	3.55 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW3.35	3.35 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW3.15	3.15 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW2.80	2.80 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW2.50	2.50 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW2.36	2.36 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW2.24	2.24 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW2.00	2.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW1.80	1.80 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW1.70	1.70 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW1.60	1.60 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW1.40	1.40 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW1.25	1.25 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW1.18	1.18 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW1.12	1.12 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"

012SIW1.00	1.00 мм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.900	900 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.850	850 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.800	800 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.710	710 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.630	630 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.600	600 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.560	560 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.500	500 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.450	450 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.425	425 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.400	400 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.355	355 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.315	315 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.300	300 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.280	280 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.250	250 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.224	224 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"

012SIW.212	212 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.200	200 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.180	180 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.160	160 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.150	150 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.140	140 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.125	125 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.112	112 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.106	106 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.100	100 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.090	90 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.080	80 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.075	75 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.071	71 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.063	63 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.056	56 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.053	53 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.050	50 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"

012SIW.045	45 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.040	40 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.038	38 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.036	36 мкм	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.032	32 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.025	25 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012SIW.020	20 μm	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ISO 3310-1	полная	12"
012S_STLID	Крышка	нержавеющая сталь	12"			
012S_STREC	Поддон	нержавеющая сталь	полная	12"		
012S_STINT	Промежуточный поддон	нержавеющая сталь	полная	12"		
012S_STRECH	Поддон	нержавеющая сталь	1/2 высоты	12"		
012S_STINTH	Промежуточный поддон	нержавеющая сталь	1/2 высоты	12"		

Ø 12" НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ FULL HEIGHT ASTM E11							
	# мм	# сетки меш	обечайка	сетка	стандарт	высота	Ø
012SAW125.	125.00 мм	5.00	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW106.	106.00 мм	4.24	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW100.	100.00 мм	4	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"

012SAW90.0	90.00 мм	3 ½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW75.0	75.00 мм	3	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW63.0	63.00 мм	2 ½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW53.0	53.00 мм	2.12	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW50.0	50.00 мм	2	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW45.0	45.00 мм	1 ¾	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW37.5	37.50 мм	1 ½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW31.5	31.50 мм	1 ¼	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW26.5	26.50 мм	1.06	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW25.0	25.00 мм	1	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW22.4	22.40 мм	7/8	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW19.0	19.00 мм	¾	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW16.0	16.00 мм	5/8	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW13.2	13.20 мм	0.530	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW12.5	12.50 мм	½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW11.2	11.20 мм	7/16	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW9.50	9.50 мм	3/8	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW8.00	8.00 мм	5/16	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"

012SAW6.70	6.70 мм	0.265	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW6.30	6.30 мм	¼	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW5.60	5.60 мм	No. 3 ½	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW4.75	4.75 мм	No. 4	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW4.00	4.00 мм	No. 5	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW3.35	3.35 мм	No. 6	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW2.80	2.80 мм	No. 7	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW2.36	2.36 мм	No. 8	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW2.00	2.00 мм	No. 10	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW1.70	1.70 мм	No. 12	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW1.40	1.40 мм	No. 14	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW1.18	1.18 мм	No. 16	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW1.00	1.00 мм	No. 18	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW.850	850 мкм	No. 20	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW.710	710 мкм	No. 25	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW.600	600 мкм	No. 30	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW.500	500 μm	No. 35	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW.425	425 мкм	No. 40	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"

012SAW.355	355 мкм	No. 45	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW.300	300 мкм	No. 50	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW.250	250 μm	No. 60	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW.212	212 мкм	No. 70	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW.180	180 мкм	No. 80	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW.150	150 мкм	No. 100	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW.125	125 μm	No. 120	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW.106	106 мкм	No. 140	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW.090	90 мкм	No. 170	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW.075	75 мкм	No. 200	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW.063	63 μm	No. 230	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW.053	53 мкм	No. 270	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW.045	45 мкм	No. 325	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW.038	38 мкм	No. 400	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW.032	32 μm	No. 450	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW.025	25 μm	No. 500	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012SAW.020	20 μm	No. 635	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	ASTM E11	полная	12"
012S_STLID	Крышка	нержавеющая сталь	12"				

012S_STREC	Поддон	нержавеющая сталь	полная	12"
012S_STINT	Промежуточный поддон	нержавеющая сталь	полная	12"
012S_STRECH	Поддон	нержавеющая сталь	1/2 высоты	12"
012S_STINTH	Промежуточный поддон	нержавеющая сталь	1/2 высоты	12"