



## ПРОБОДЕЛИТЕЛИ

**Ручные делители образцов Endecotts будут разделять образцы материала на две меньшие части за один проход. Дальнейшее деление может быть достигнуто за несколько проходов.**

Каждая отделенная с помощью делителя образцов Endecotts часть пробы сохраняет характеристики исходного образца. Доступны две различные версии прободелителя: одна с шириной прорези 1/2 дюйма и одна с шириной прорези 1/4 дюйма.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

- | Комплект состоит из прободелителя плюс 3 приемных ящика.
- | Нержавеющая сталь
- | Разделит образец материала на две меньшие части за один проход.
- | Каждая часть пробы сохраняет характеристики исходного образца.

### ПРОБОДЕЛИТЕЛИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Применения</b>	пробоотбор и деление пробы
<b>Slot size</b>	SD 6.5: 6.3 mm SD 12.5: 12.5 mm
<b>Количество щелей</b>	SD 6.5: 12 SD 12.5: 18
<b>Область применения</b>	биология, геология / металлургия, машиностроение / электроника, медицина / фармацевтика, окружающая среда / переработка, пищевая промышленность, сельское хозяйство, стекло / керамика, строительные материалы, химия / пластмассы

<b>Исходный материал</b>	сыпучие материалы
<b>Размер частиц материала</b>	SD 6.5: ~ 4 mm SD 12.5: ~ 8 mm
<b>Размер загрузки / полезный объем*</b>	SD 6.5: <= 3 l SD 12.5: <= 3 l
<b>Число фракций</b>	2
<b>Ш x В x Д</b>	SD 6.5: 30 x 27 x 25 cm SD 12.5: 30 x 27 x 25 cm
<b>Вес нетто</b>	SD 6.5: ~ 3.5 kg SD 12.5: ~ 3.5 kg

\*в зависимости от исходного материала, конфигурации и настроек прибора

[www.endecotts.ru/sample-divider](http://www.endecotts.ru/sample-divider)

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

### ПРОБОДЕЛИТЕЛИ

6.3SSDSLOT	Sample Splitter type RT 6.5 with 12 openings, feed size 4 mm*
12.5SSDSLOT	Sample Divider RT 12.5 with 18 openings, feed size 8 mm*
1.5SSD_REC	Collecting receptacle RT 6.5 / RT 12.5
25SSDSLOT	Sample Splitter type RT 25 with 16 openings, feed size 16 mm*
37.5SSDSLOT	Sample Splitter type RT 37.5 with 12 openings, feed size 25 mm*
50SSDSLOT	Sample Splitter type RT 50 with 8 openings, feed size 33 mm*
75SSDSLOT	Sample Splitter type RT 75 with 6 openings, feed size 50 mm*