



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СИТ

Endecotts предлагает широкий спектр дополнительных аксессуаров, упрощающих и способствующих процессу отсева: **Комплекты для мокрого отсева** - предназначены для задач мокрого отсева. Комплект включает в себя верхнюю прижимную пластину с крышкой из плексигласа и шлангом для подачи воды, водонепроницаемые уплотнительные кольца и приемник из нержавеющей стали со сливным желобом. Кольцевые уплотнения также можно заказать отдельно. **Крышки и приемники** доступны для всех диаметров сит, предлагаемых Endecotts. При необходимости не забудьте заказать их вместе с ситами. **Ситовые щетки**, специально разработанные для очистки сит со средними или большими отверстиями (грубая щетина на одном конце, мелкая - на другом). **Резиновые шарики**, используемые для улучшения просеивания склонных к слипанию материалов.

/sieves

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

НАБОР ДЛЯ МОКРОГО РАССЕВА

ZMWSK-OCT200	ø 200 мм	for Octagon 200 and Octagon 200 CL
ZMWSK-OCT200/8	ø 8"	for Octagon 200 and Octagon 200 CL
ZMWSK-EFL300	ø 300 мм	для EFL 300
ZMWSK-EFL300/12	ø 12"	для EFL 300
ZMWSK-EFL300/200	ø 200 мм	для EFL 300
ZMWSK-EFL300/8	ø 8"	для EFL 300
ZMWSK-T450	ø 450 мм	для Titan 450

WET SIEVING RECEIVERS

	ø	тип	обечайка
008WSAREC	ø 8"	wet sieving receiver	нержавеющая сталь
012WSAREC	ø 12"	wet sieving receiver	нержавеющая сталь
100WSAREC	ø 100 мм	wet sieving receiver	нержавеющая сталь
200WSAREC	ø 200 мм	wet sieving receiver	нержавеющая сталь
300WSAREC	ø 300 мм	wet sieving receiver	нержавеющая сталь
400WSAREC	ø 400 мм	wet sieving receiver	нержавеющая сталь
450WSAREC	ø 450 мм	wet sieving receiver	нержавеющая сталь
200S/STVENTH	ø 200 x 25 mm	venting ring	нержавеющая сталь

008S/STVENTH

ø 203 x 25 mm venting ring

нержавеющая сталь

Ø 8" НЕРЖАВЕЮЩАЯ КРЫШКИ И ПОДДОНЫ

	Ø	тип	обечайка	высота
008S_STLID	8"	Крышка	нержавеющая сталь	
008S_STREC	8"	Поддон	нержавеющая сталь	полная
008S_STINT	8"	Промежуточный поддон	нержавеющая сталь	полная
008S_STRECH	8"	Поддон	нержавеющая сталь	1/2 высоты
008S_STINTH	8"	Промежуточный поддон	нержавеющая сталь	1/2 высоты

Ø 12" НЕРЖАВЕЮЩАЯ КРЫШКИ И ПОДДОНЫ

	Ø	тип	обечайка	высота
012S_STLID	12"	Крышка	нержавеющая сталь	
012S_STREC	12"	Поддон	нержавеющая сталь	полная
012S_STINT	12"	Промежуточный поддон	нержавеющая сталь	полная
012S_STRECH	12"	Поддон	нержавеющая сталь	1/2 высоты
012S_STINTH	12"	Промежуточный поддон	нержавеющая сталь	1/2 высоты

Ø 100 MM НЕРЖАВЕЮЩАЯ КРЫШКИ И ПОДДОНЫ

	Ø	тип	обечайка	высота
100S_STLID	100 mm	Крышка	нержавеющая сталь	
100S_STREC	100 mm	Поддон	нержавеющая сталь	полная
100S_STINT	100 mm	Промежуточный поддон	нержавеющая сталь	полная

Ø 200 MM НЕРЖАВЕЮЩАЯ КРЫШКИ И ПОДДОНЫ

	Ø	тип	обечайка	высота
200S_STLID	200 mm	Крышка	нержавеющая сталь	
200S_STREC	200 mm	Поддон	нержавеющая сталь	полная
200S_STINT	200 mm	Промежуточный поддон	нержавеющая сталь	полная
200S_STRECH	200 mm	Поддон	нержавеющая сталь	1/2 высоты
200S_STINTH	200 mm	Промежуточный поддон	нержавеющая сталь	1/2 высоты

Ø 300 MM НЕРЖАВЕЮЩАЯ КРЫШКИ И ПОДДОНЫ

	Ø	тип	обечайка	высота
300S_STLID	300 mm	Крышка	нержавеющая сталь	
300S_STREC	300 mm	Поддон	нержавеющая сталь	полная
300S_STINT	300 mm	Промежуточный поддон	нержавеющая сталь	полная
300S_STRECH	300 mm	Поддон	нержавеющая сталь	1/2 высоты
300S_STINTH	300 mm	Промежуточный	нержавеющая	1/2 высоты

ПОДДОН

СТАЛЬ

Ø 400 MM НЕРЖАВЕЮЩАЯ КРЫШКИ И ПОДДОНЫ

	Ø	тип	обечайка	высота
400S_STLID	400 мм	Крышка	нержавеющая сталь	
400S_STREC	400 мм	Поддон	нержавеющая сталь	полная
400S_STINT	400 мм	Промежуточный поддон	нержавеющая сталь	полная

Ø 450 MM НЕРЖАВЕЮЩАЯ КРЫШКИ И ПОДДОНЫ

	Ø	тип	обечайка	высота
450S_STLID	450 мм	Крышка	нержавеющая сталь	
450S_STREC	450 мм	Поддон	нержавеющая сталь	полная
450S_STINT	450 мм	Промежуточный поддон	нержавеющая сталь	полная

ЩЕТКА ДЛЯ СИТ

ZSXSБ-DEND2	Двусторонняя нейлоновая щетка для сит
-------------	---------------------------------------

O-RING SEAL

ZSIRIN-RIN8	Кольцевое уплотнение	Ø 100 мм
ZSIRIN-RIN14	Кольцевое уплотнение	Ø 150 мм
ZSIRIN-RIN9	Кольцевое уплотнение	Ø 200 мм

ZSIRIN-RIN11	Кольцевое уплотнение	ø 300 мм
ZSIRIN-RIN12	Кольцевое уплотнение	ø 400 мм

SIEVING AIDS

ZSXRU-BAL1	Резиновые шарики	ø 20 mm (Pack of 5)
ZSXRU-BAL2	Резиновые шарики, ø 10 mm (Pack of 10)	
ZSXRU-BAL3	Резиновые шарики, ø 6 mm (150 g)	
ZSXCU-CUBE1	Cubes of polyurethane	12 x 12 x 12 mm (Pack of 10)
ZSXCU-CUBE2	Cubes of polyurethane	20 x 20 x 20 mm (Pack of 10)
ZSXCR-CHAIN	Chain ring for test sieves 200 mm and 8" Ø to support horizontal sieving	

SIEVE RACK

ZSXRA-RACK	Test Sieve Rack for 10 sieves (200 mm / 8")
------------	---