



ACCESSOIRES POUR TAMIS

Endecotts propose une gamme d'accessoires pour rendre votre tamisage facile et rapide : **Kits de conversion pour le tamisage humide** pour les tests qui nécessitent un tamisage humide. Un kit de tamisage humide comprend une plaque de serrage supérieure avec un couvercle en Perspex et une rosace de pulvérisation, des joints toriques étanches et un fond de collecte en acier inoxydable avec un bec de drainage. Les joints toriques peuvent également être commandés séparément.

Les **couvercles & les fonds de collecte** sont disponibles pour tous les diamètres de tamisage proposés par Endecotts. Veuillez à les commander avec vos tamis si nécessaire.

Brosses à tamis, spécialement conçues pour le nettoyage des tamis à ouverture moyenne ou large (poils grossiers à une extrémité, fins à l'autre).

Billes de tamisage en caoutchouc, utilisées pour améliorer le tamisage des matières cohésives.

/sieves

N° ARTICLE

KIT DE TAMISAGE HUMIDE

ZMWSK-OCT200	ø 200 mm	for Octagon 200 and Octagon 200 CL
ZMWSK-OCT200/8	ø 8"	for Octagon 200 and Octagon 200 CL
ZMWSK-EFL300	ø 300 mm	pour EFL 300
ZMWSK-EFL300/12	ø 12"	pour EFL 300
ZMWSK-EFL300/200	ø 200 mm	pour EFL 300
ZMWSK-EFL300/8	ø 8"	pour EFL 300
ZMWSK-T450	ø 450 mm	pour Titan 450

WET SIEVING RECEIVERS

	ø	type	cadre
008WSAREC	ø 8"	wet sieving receiver	acier inoxydable
012WSAREC	ø 12"	wet sieving receiver	acier inoxydable
100WSAREC	ø 100 mm	wet sieving receiver	acier inoxydable
200WSAREC	ø 200 mm	wet sieving receiver	acier inoxydable
300WSAREC	ø 300 mm	wet sieving receiver	acier inoxydable
400WSAREC	ø 400 mm	wet sieving receiver	acier inoxydable
450WSAREC	ø 450 mm	wet sieving receiver	acier inoxydable
200S/STVENTH	ø 200 x 25	venting ring	acier

	mm		inoxydable
008S/STVENTH	ø 203 x 25 mm	venting ring	acier inoxydable

Ø 8" ACIER COUVERCLES & INOXYDABLE FONDS

	ø	type	cadre	hauteur
008S_STLID	8"	Couvercle	acier inoxydable	
008S_STREC	8"	Fond	acier inoxydable	pleine
008S_STINT	8"	Fond intermédiaire	acier inoxydable	pleine
008S_STRECH	8"	Fond	acier inoxydable	demi
008S_STINTH	8"	Fond intermédiaire	acier inoxydable	demi

Ø 12" ACIER COUVERCLES & INOXYDABLE FONDS

	ø	type	cadre	hauteur
012S_STLID	12"	Couvercle	acier inoxydable	
012S_STREC	12"	Fond	acier inoxydable	pleine
012S_STINT	12"	Fond intermédiaire	acier inoxydable	pleine
012S_STRECH	12"	Fond	acier inoxydable	demi
012S_STINTH	12"	Fond intermédiaire	acier inoxydable	demi

Ø 100 MM ACIER COUVERCLES &

INOXYDABLE FONDS

	Ø	type	cadre	hauteur
100S_STLID	100 mm	Couvercle	acier inoxydable	
100S_STREC	100 mm	Fond	acier inoxydable	pleine
100S_STINT	100 mm	Fond intermédiaire	acier inoxydable	pleine

Ø 200 MM ACIER COUVERCLES & INOXYDABLE FONDS

	Ø	type	cadre	hauteur
200S_STLID	200 mm	Couvercle	acier inoxydable	
200S_STREC	200 mm	Fond	acier inoxydable	pleine
200S_STINT	200 mm	Fond intermédiaire	acier inoxydable	pleine
200S_STRECH	200 mm	Fond	acier inoxydable	demi
200S_STINTH	200 mm	Fond intermédiaire	acier inoxydable	demi

Ø 300 MM ACIER COUVERCLES & INOXYDABLE FONDS

	Ø	type	cadre	hauteur
300S_STLID	300 mm	Couvercle	acier inoxydable	
300S_STREC	300 mm	Fond	acier inoxydable	pleine
300S_STINT	300 mm	Fond intermédiaire	acier inoxydable	pleine
300S_STRECH	300 mm	Fond	acier inoxydable	demi

300S_STINTH 300 mm Fond acier demi
intermédiaire inoxydable

Ø 400 MM ACIER COUVERCLES & INOXYDABLE FONDS

	Ø	type	cadre	hauteur
400S_STLID	400 mm	Couvercle	acier inoxydable	
400S_STREC	400 mm	Fond	acier inoxydable	pleine
400S_STINT	400 mm	Fond intermédiaire	acier inoxydable	pleine

Ø 450 MM ACIER COUVERCLES & INOXYDABLE FONDS

	Ø	type	cadre	hauteur
450S_STLID	450 mm	Couvercle	acier inoxydable	
450S_STREC	450 mm	Fond	acier inoxydable	pleine
450S_STINT	450 mm	Fond intermédiaire	acier inoxydable	pleine

BROSSE À TAMIS

ZSXS-B-DEND2 Brosse à tamis en nylon à double extrémité

JOINT O-RING

ZSIRIN-RIN8	O-ring seal	Ø 100 mm
ZSIRIN-RIN14	O-ring seal	Ø 150 mm
ZSIRIN-RIN9	O-ring seal	Ø 200 mm
ZSIRIN-RIN11	O-ring seal	Ø 300 mm
ZSIRIN-RIN12	O-ring seal	Ø 400 mm

SIEVING AIDS

ZSXRU-BAL1	Bille de tamisage, caoutchouc,	ø 20 mm (Pack of 5)
ZSXRU-BAL2	Bille de tamisage, caoutchouc,, ø 10 mm (Pack of 10)	
ZSXRU-BAL3	Bille de tamisage, caoutchouc,, ø 6 mm (150 g)	
ZSXCU-CUBE1	Cubes of polyurethane	12 x 12 x 12 mm (Pack of 10)
ZSXCU-CUBE2	Cubes of polyurethane	20 x 20 x 20 mm (Pack of 10)
ZSXCR-CHAIN	Chain ring for test sieves 200 mm and 8" Ø to support horizontal sieving	

SIEVE RACK

ZSXRA-RACK	Test Sieve Rack for 10 sieves (200 mm / 8")
------------	---